

Cofinanciado por:




I&DT EMPRESAS EM COPROMOÇÃO: COVID-19

Programa Operacional:	Programa Operacional Regional do Centro; Programa Operacional Regional de Lisboa
Objetivo Temático:	OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Prioridade de Investimento:	PI 1.2 – Promover o investimento das empresas de I&I
Tipologia de Intervenção:	TI B7 - CRII - Atividades de I&D Empresarial

PROJETO

CoVSense - Nova Geração de um Analisador Ótico Portátil para Detecção de SARS-CoV-2

Aviso: 15/SI/2020
Nr. Projeto: 69732
Código: CENTRO-01-02B7-FEDER-069732
Código: LISBOA-01-02B7-FEDER-069732
Data de Aprovação: 09-09-2020
Data de Início: 15-10-2020
Data de Fim: 15-04-2021
Entidades Beneficiárias: CARBUS, 3DTECH, FC.ID; FARM-ID; INSA.
Região de Intervenção: Centro; Lisboa.



Investimento: 499 382,74 €

LOCALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO

Sertã (**Carbus**)
Marinha Grande (**3DTech**)
Lisboa (**FC.ID, FARM-ID, INSA**)

SÍNTESE DO PROJETO

Numa iniciativa em co-promoção, a Carbus irá, com esta candidatura, converter o seu analisador bioquímico portátil desenvolvido ao longo de 10 anos, num equipamento de PCR (Reacção em Cadeia da Polimerase) portátil. Em particular, propõe-se a adaptação do equipamento ao desenvolvimento de um teste para diagnóstico rápido do SARS-CoV-2 utilizando técnicas avançadas de deteção de RNA viral.

Assim planeiam-se atividades de investigação integrando:

- Otimização de procedimentos para deteção de RNA viral com recurso a técnicas inovadoras de CRISPR;
- Adaptação de tecnologias da Carbus para converter o seu analisador bioquímico enzimático num PCR e ajuste do seu cartucho de microfluídica para a análise por fluorescência de RNA viral no seu interior. Neste sentido, foi constituído um Consórcio com fortes conhecimentos nas áreas de nanotecnologia, genómica e diagnóstico: investigadores FCiências.ID serão responsáveis pelo desenvolvimento e síntese de nanopartículas de ouro para aplicação no processo de aquecimento dos líquidos com recurso a plasmões e investigadores da FARM.ID realizarão a otimização dos procedimentos de deteção de RNA a implementar no teste descartável. A participação do laboratório de doenças

Cofinanciado por:



respiratórias do Instituto Ricardo Jorge permitirá a validação clínica do desempenho do método desenvolvido para a deteção qualitativa de SARS-CoV-2 a qual será efetuada por comparação com o teste de referência de rRT-PCR.

O sucesso do projeto permitirá aumentar o número de testes realizados, prevenindo novos casos de infeção, evitando mais hospitalizações, e melhorando a gestão de recursos, poupando milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde.

Objetivos

O objetivo primordial consiste em converter o analisador bioquímico portátil da Carbus (www.enosense.eu) para a realização testes de deteção de SARS-CoV-2 por técnicas de amplificação dos ácidos nucleicos. Em particular, no final do projeto, os proponentes têm por objetivo:

- Obter um protótipo piloto de um equipamento de PCR portátil, integrando numa única plataforma, os cartuchos e respetivos componentes para deteção;
- Projetar e fabricar cartuchos específicos para esta plataforma;
- Validar o desempenho da plataforma de point-of-care para a deteção de RNA viral do SARS-CoV-2;
- Definição do desempenho da plataforma atingida, para cada gene alvo, em termos de: Sensibilidade, Especificidade, LOD verificado (copias/reação), Sensibilidade Clínica (50 positivos) e Especificidade Clínica (100 negativos);
- Obtenção do resultado de um ensaio em tempo inferior a 30 minutos.

Soluções Proposta: Dotar Portugal com a capacidade de produzir um equipamento portátil de deteção rápida (<1/2 hora) de SARS-CoV-2, permitirá aumentar de forma drástica o número de testes realizados, em particular os necessários em lares, ambiente hospitalar, em situações de urgência, pré-cirurgia ou tratamentos no âmbito da oncologia para citar apenas alguns locais mais críticos.

A solução proposta consiste num equipamento, app (software) de controlo e firmware (software pré-carregado) para realizar testes e obter os resultados à presença do coronavírus SARS-CoV-2. O sistema proposto automatiza e integra a purificação de amostras, a amplificação de ácidos nucleicos e a deteção da sequência-alvo em amostras simples ou complexas, utilizando ensaios de PCR e RT-PCR em tempo real.